

ICP-OES用トーチ アルミナインジェクタキャンペーン

期間限定でお得です！

有機溶媒やアルカリ塩を含むサンプルで、堅牢なICP-OES分析を実現します。

石英インジェクタは、リチウムイオン電池材料や海水などの有機溶媒やアルカリ塩を多く含むマトリックスを分析する際に、チップの劣化の影響を受けやすくなります。Agilent のフルデマンタブルトーチは、すべての Agilent 5000 シリーズ ICP-OES 機器に適合する アルミナインジェクタを備えており、困難なサンプルマトリックス、高温サイクルに耐性があります。

そのため、インジェクタのメンテナンスや交換の頻度とコストを削減できます。

フルデマンタブルトーチは、インジェクタとチューブセットを工具なしで取り外して洗淨や交換が可能です。



フルデマンタブルトーチと
アルミナインジェクタ

部品番号	品名	価格（円、税別）
G8014-60022	石英チューブセット、有機溶媒用、5XX0シリーズ DVトーチ	¥ 52,000 → キャンペーン価格 ¥41,600
G8014-60023	上部シール、51X0 デマンタブルトーチ用、3個	¥ 2,500 → キャンペーン価格 ¥2,000
G8020-47002	アルミナインジェクタ、内径 0.8 mm、5XX0 フルデマンタブル	¥ 47,000 → キャンペーン価格 ¥37,600
G8020-47003	アルミナインジェクタ、内径 1.4 mm、5XX0 フルデマンタブル	¥ 47,000 → キャンペーン価格 ¥37,600
G8020-47004	アルミナインジェクタ、内径 2.4 mm、5XX0 フルデマンタブル	¥ 47,000 → キャンペーン価格 ¥37,600
G8020-47005	アルミナインジェクタ、内径 1.8 mm、5XX0 フルデマンタブル	¥ 47,000 → キャンペーン価格 ¥37,600
G8020-60810	インジェクタロック用ナット、51X0 フルデマンタブル、1 個	¥ 4,600 → キャンペーン価格 ¥3,680
G8020-68020	Easy-fit フルデマンタブルトーチ、1.4 mm、不活性	¥ 273,000 → キャンペーン価格 ¥218,400

キャンペーン対象製品をお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より**20%OFF**でご提供いたします。

キャンペーン期間 2024年12月27日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2914** とご連絡ください。

アジレント・テクノロジー株式会社
DE-001660
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp

お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。
納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。
ご注文の際には販売店様へご確認くださいようお願い申し上げます。
※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる可能性があります。

 **Agilent**
Trusted Answers