


新発売

## 低ブリードで高い不活性度 J&W DB-5Q、HP-5Q GC カラム

アジレントは、業界をリードする超不活性性能と  
新しい超低ブリード技術を組み合わせた、5Q カラムを発売いたします。

- ウルトラナート性能により、活性の高い微量レベルの分析対象物の感度を向上させ、マルチクラスの分析対象物にバランスの取れた不活性化を提供します。
- 卓越したカラム耐久性により、カラム交換の頻度と時間投資を抑えることで稼働時間を向上。
- 現行の 5 ms カラムと同等の選択性により、既存のリテンションタイムライブラリやリテンションタイムロッキングへの容易な導入が可能。
- 水素キャリア対応、バックフラッシュで利用可能。
- ファーストチョイス - 最高のデータ品質と最適なアップタイム。特に GC-TQ および GC-QTOF での使用に最適。



50  
Years

Agilent J&W  
GC Columns  
Confidence in  
every separation



J&W カラムは 50 周年

### キャンペーン内容

新製品 DB-5Q、HP-5Q GC カラムをお買い上げいただけますと、  
キャンペーン期間中何度でも定価より **35 %OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2025 年 8 月 19 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2877** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<https://aglt.co/5Qcolumn>

 **Agilent**  
Trusted Answers

〈新製品〉DB-5Q カラム、HP-5Q カラムラインナップ一覧

部品番号	品名	価格 (円、税別)
121-5512Q	DB-5Q 10 m, 0.18 mm, 0.18 um	¥72,000 → <b>キャンペーン価格 ¥46,800</b>
121-5522Q	DB-5Q 20 m, 0.18 mm, 0.18 um	¥119,000 → <b>キャンペーン価格 ¥77,350</b>
121-5523Q	DB-5Q 20 m, 0.18 mm, 0.36 um	¥102,000 → <b>キャンペーン価格 ¥66,300</b>
122-5512Q	DB-5Q 15 m, 0.25 mm, 0.25 um	¥72,000 → <b>キャンペーン価格 ¥46,800</b>
122-5532Q	DB-5Q 30 m, 0.25 mm, 0.25 um	¥118,000 → <b>キャンペーン価格 ¥76,700</b>
122-5536Q	DB-5Q 30 m, 0.25 mm, 0.50 um	¥118,000 → <b>キャンペーン価格 ¥76,700</b>
122-5562Q	DB-5Q 60 m, 0.25 mm, 0.25 um	¥200,000 → <b>キャンペーン価格 ¥130,000</b>
123-5532Q	DB-5Q 30 m, 0.32 mm, 0.25 um	¥127,000 → <b>キャンペーン価格 ¥82,550</b>
123-5536Q	DB-5Q 30 m, 0.32 mm, 0.50 um	¥127,000 → <b>キャンペーン価格 ¥82,550</b>
122-5502Q	DB-5Q 5 m, 0.25 mm, 0.25 um	¥46,000 → <b>キャンペーン価格 ¥29,900</b>
122-5542Q	DB-5Q 40 m, 0.25 mm, 0.25 um	¥140,000 → <b>キャンペーン価格 ¥91,000</b>
121-5542Q	DB-5Q 40 m, 0.18 mm, 0.18 um	¥179,000 → <b>キャンペーン価格 ¥116,350</b>
122-5532QE	DB-5Q 5 in cage, 30 m, 0.25 mm, 0.25 um	¥125,000 → <b>キャンペーン価格 ¥81,250</b>
121-5522Q-INT	DB-5Q 20 m, 0.18 mm, 0.18 um, Intuvo	¥123,000 → <b>キャンペーン価格 ¥79,950</b>
122-5512Q-INT	DB-5Q 15 m, 0.25 mm, 0.25 um, Intuvo	¥102,000 → <b>キャンペーン価格 ¥66,300</b>
122-5562Q-INT	DB-5Q 60 m, 0.25 mm, 0.25 um, Intuvo	¥216,000 → <b>キャンペーン価格 ¥140,400</b>
122-5502Q-INT	DB-5Q 5 m, 0.25 mm, 0.25 um, Intuvo	¥57,000 → <b>キャンペーン価格 ¥37,050</b>
122-5536Q-INT	DB-5Q 30 m, 0.25 mm, 0.50 um, Intuvo	¥123,000 → <b>キャンペーン価格 ¥79,950</b>
121-5523Q-INT	DB-5Q 20 m, 0.18 mm, 0.36 um, Intuvo	¥192,000 → <b>キャンペーン価格 ¥124,800</b>
122-5532Q-INT	DB-5Q 30 m, 0.25 mm, 0.25 um, Intuvo	¥181,000 → <b>キャンペーン価格 ¥117,650</b>
122-5532Q-KEY	DB-5Q 30 m, 0.25 mm, 0.25 um w/Smart Key	¥139,000 → <b>キャンペーン価格 ¥90,350</b>
122-5562Q-KEY	DB-5Q 60 m, 0.25 mm, 0.25 um w/Smart Key	¥248,000 → <b>キャンペーン価格 ¥161,200</b>
121-5512Q-KEY	DB-5Q 10 m, 0.18 mm, 0.18 um w/Smart Key	¥57,000 → <b>キャンペーン価格 ¥37,050</b>
122-5512Q-KEY	DB-5Q 15 m, 0.25 mm, 0.25 um w/Smart Key	¥77,000 → <b>キャンペーン価格 ¥50,050</b>
122-5532QIG	DB-5Q 30 m, 0.25 mm, 0.25 um, 5 m IntegrGrd	¥140,000 → <b>キャンペーン価格 ¥91,000</b>
19091S-571Q	HP-5Q 10 m, 0.18 mm, 0.18 um	¥72,000 → <b>キャンペーン価格 ¥46,800</b>
19091S-433Q	HP-5Q 30 m, 0.25 mm, 0.25 um	¥118,000 → <b>キャンペーン価格 ¥76,700</b>
19091S-436Q	HP-5Q 60 m, 0.25 mm, 0.25 um	¥200,000 → <b>キャンペーン価格 ¥130,000</b>
19091S-577Q	HP-5Q 20 m, 0.18 mm, 0.18 um	¥121,000 → <b>キャンペーン価格 ¥78,650</b>
19091S-431Q	HP-5Q 15 m, 0.25 mm, 0.25 um	¥72,000 → <b>キャンペーン価格 ¥46,800</b>
19091S-413Q	HP-5Q 30 m, 0.32 mm, 0.25 um	¥127,000 → <b>キャンペーン価格 ¥82,550</b>
19091S-133Q	HP-5Q 30 m, 0.25 mm, 0.50 um	¥118,000 → <b>キャンペーン価格 ¥76,700</b>
19091S-430Q	HP-5Q 5 m, 0.25 mm, 0.25 um	¥46,000 → <b>キャンペーン価格 ¥29,900</b>
19091S-113Q	HP-5Q 30 m, 0.32 mm, 0.50 um	¥127,000 → <b>キャンペーン価格 ¥82,550</b>
19091S-434Q	HP-5Q 40 m, 0.25 mm, 0.25 um	¥140,000 → <b>キャンペーン価格 ¥91,000</b>
19091S-574Q	HP-5Q 40 m, 0.18 mm, 0.18 um	¥179,000 → <b>キャンペーン価格 ¥116,350</b>
19091S-433QE	HP-5Q 5 in cage, 30 m, 0.25 mm, 0.25 um	¥128,000 → <b>キャンペーン価格 ¥83,200</b>
19091S-433Q-INT	HP-5Q 30 m, 0.25 mm, 0.25 um, Intuvo	¥181,000 → <b>キャンペーン価格 ¥117,650</b>
19091S-577Q-INT	HP-5Q 20 m, 0.18 mm, 0.18 um, Intuvo	¥124,000 → <b>キャンペーン価格 ¥80,600</b>
19091S-431Q-INT	HP-5Q 15 m, 0.25 mm, 0.25 um, Intuvo	¥102,000 → <b>キャンペーン価格 ¥66,300</b>
19091S-436Q-INT	HP-5Q 60 m, 0.25 mm, 0.25 um, Intuvo	¥216,000 → <b>キャンペーン価格 ¥140,400</b>
19091S-430Q-INT	HP-5Q 5 m, 0.25 mm, 0.25 um, Intuvo	¥57,000 → <b>キャンペーン価格 ¥37,050</b>
19091S-133Q-INT	HP-5Q 30 m, 0.25 mm, 0.50 um, Intuvo	¥143,000 → <b>キャンペーン価格 ¥92,950</b>
19091S-433Q-KEY	HP-5Q 30 m, 0.25 mm, 0.25 um w/Smart Key	¥139,000 → <b>キャンペーン価格 ¥90,350</b>
19091S-571Q-KEY	HP-5Q 10 m, 0.18 mm, 0.18 um w/Smart Key	¥57,000 → <b>キャンペーン価格 ¥37,050</b>
19091S-436Q-KEY	HP-5Q 60 m, 0.25 mm, 0.25 um w/Smart Key	¥248,000 → <b>キャンペーン価格 ¥161,200</b>
19091S-431Q-KEY	HP-5Q 15 m, 0.25 mm, 0.25 um w/Smart Key	¥77,000 → <b>キャンペーン価格 ¥50,050</b>

アジレント・テクノロジー株式会社  
 DE-000326  
 〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1  
 フリーダイヤル 0120-477-111  
[www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)

お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。  
 ※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではありません。  
 ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。  
 ※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる可能性がございます。



**Agilent**

Trusted Answers