



Agilent J&W Select Volatiles カラム

環境分析向けに最適化した アプリケーションカラム

環境分析において、1,4-ジオキサンのピーク形状、
1,4-ジオキサン-d8と1,2-ジクロロプロパンの分離は大きな課題の1つでした。
Agilent J&W Select Volatiles GC カラムは、
これらの問題点を解消するアプリケーションカラムです。




- ・1,4-ジオキサンのピーク形状が従来品と比較して非常に良好
- ・1,4-ジオキサン-d8と1,2-ジクロロプロパンがベースライン分離
- ・内径0.20mmカラムのため、分析時間の短縮とヘリウムガス節約にも効果的
- ・パージアンドトラップ-GC/MSD、ヘッドスペース-GC/MSD分析での優れた再現性、耐久性



15分以内で分析！

パージアンドトラップ-GC/MSD分析

1,4-ジオキサン 1ppb



部品番号

CP7410

品名・仕様

Select Volatiles 25m, 0.20mm, 1.12 μ m