

アジレントサンプル前処理製品 サマーキャンペーン 2024

固相抽出、シリンジフィルタなど
アジレントのサンプル前処理製品が期間限定でお得です！



固相抽出カラム・アクセサリ

- Bond Elut 固相抽出製品は、分析が困難なマトリックスから干渉を選択的に除去できます。
- 充填剤、カラムの幅広いラインナップの中から、お客様の分析に最適な製品をお選びいただけます。

順相系	逆相系	イオン交換系	その他	特殊用途	ポリマ系
Bond Elut AL-A, AL-B, AL-N	Bond Elut C1	Bond Elut AccuCAT	Bond Elut Carbon Bond Elut Carbon/NH2 Bond Elut Carbon/PSA	Bond Elut Atrazine	Bond Elut Plexa
Bond Elut CN-U	Bond Elut C2	Bond Elut CBA	<New> Bond Elut Carbon S Bond Elut Carbon S/NH2 Bond Elut Carbon S/PSA	Bond Elut Certify Bond Elut Certify II	Bond Elut Plexa PAX
Bond Elut Diol (2OH)	Bond Elut C8	Bond Elut DEA	Bond Elut Cellulose	Bond Elut Mycotoxin	Bond Elut Plexa PCX
Bond Elut FL	Bond Elut C18	Bond Elut NH2		Bond Elut PCB	Bond Elut NEXUS NEXUS WCX
Bond Elut SI	Bond Elut C18 EWP	Bond Elut PRS		Bond Elut Na2SO4	Bond Elut ENV
Bond Elut Cellulose	Bond Elut C18 INT	Bond Elut SAX/PSA		<New> Bond Elut PFAS WAX	Bond Elut LMS
	Bond Elut C18 LO	Bond Elut PSA		EnvirElut	Bond Elut PPL
	Bond Elut C18 OH	Bond Elut SAX			<New> Bond Elut HLB
	Bond Elut CH	Bond Elut SCX			Bond Elut Lipid Extraction
	Bond Elut CN-E, CN-U				Focus
	Bond Elut PBA				
	Bond Elut PH				

キャンペーン内容

キャンペーン対象サンプル前処理製品をお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より **20 %OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間：2024年11月5日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2854** とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら



<https://aglt.co/summer-1>

お願い/注意事項

- ※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。
- ※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。
- ※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる可能性があります。

PFAS 分析の成功は妥協のないサンプル前処理から

新製品 Bond Elut PFAS WAX 固相抽出カートリッジ

Bond Elut PFAS WAX カートリッジは、PFAS 分析専用開発された弱アニオン交換固相抽出カートリッジです。

- 高分子ポリスチレンー ジビニルベンゼン (PSDVB) 充填剤
- WAX 結合相 - ジアミノ官能性
- pKa>8
- 複数の充填剤量オプション : 500 mg、200 mg、150 mg



新製品 Captiva EMR PFAS Food

Captiva EMR PFAS Food は、パススルー型クリーンナップで、食品または飼料中の PFAS 測定のためのマトリックス除去を目的に設計されています。QuEChERS キットなどを使用した抽出後のクリーンナップとして使用します。

食品に合わせた 3 種のラインナップ

植物由来・生鮮食品向け

Captiva EMR PFAS Food I
6 mL, 340 mg
部品番号 : 5610-2230
30 個
¥25,000
→キャンペーン価格 ¥20,000

植物由来・加工食品向け

Captiva EMR PFAS Food I
6 mL, 680 mg
部品番号 : 5610-2231
30 個
¥29,000
→キャンペーン価格 ¥23,200

動物由来食品、オイル、混合飼料向け

Captiva EMR PFAS Food II
6 mL, 750 mg
部品番号 : 5610-2232
30 個
¥30,000
→キャンペーン価格 ¥24,000

Captiva シリンジフィルタ

分析前のサンプルろ過により、多くのメリットがもたらされます。分析データの品質向上、精度の向上、機器性能の最適化、カラム寿命の延長、システムのダウンタイムの低減などです。



部品番号	品名	価格 (円、税別)
Captiva エコノフィルタ, 1000 個		
5190-5261	エコノフィルタ, PVDF, 0.2 μm, 13 mm	¥111,000 → キャンペーン価格 ¥88,000
5190-5265	エコノフィルタ, PTFE, 0.2 μm, 13 mm	¥86,000 → キャンペーン価格 ¥68,800
5190-5272	エコノフィルタ, ナイロン, 0.45 μm, 25 mm	¥86,000 → キャンペーン価格 ¥68,800
5190-5276	エコノフィルタ, PES, 0.45 μm, 25 mm	¥99,000 → キャンペーン価格 ¥79,200
5190-5280	エコノフィルタ, PP, 0.45 μm, 25 mm	¥105,000 → キャンペーン価格 ¥84,000
5190-5307	エコノフィルタ, 再生セルローズ, 0.45 μm, 25 mm	¥183,000 → キャンペーン価格 ¥146,400

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

アジレント・テクノロジー株式会社
DE62764685
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp

 **Agilent**
Trusted Answers

新発売

遠心分離で簡単前処理 AdvanceBio スピンカラム

Agilent AdvanceBio スピンカラムは、タンパク質やオリゴヌクレオチドのサンプルマトリックスから過剰な塩や不要な低分子を簡単かつ迅速に除去したり、異なるバッファ条件間でサンプルマトリックスを交換したりすることができます。

Step 1

保存用緩衝液を遠心で除去

キャップを外し、付属の廃液用チューブを使用



Step 2

緩衝溶液。あるいは水を添加

サンプルマトリックスを交換したい溶媒を充填させ、遠心する工程を1~3回繰り返す。

Step 3

サンプルを添加

付属のサンプル捕集チューブに付け替えてから遠心。塩や小さな低分子はカラムに残ったまま、大きい分子を捕集可能



キャンペーン対象製品 定価より **20%OFF**

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
1980-1104	AdvanceBio スピン 96-sample plate, 1/pk ※ 10-50 µL のサンプル用の 96 サンプルプレート。1 枚入。 5 kDa 以上のタンパク質または、10 bp/nt 以上のオリゴヌクレオチドに推奨。 コレクションプレート、シーリングマットは付属しません。	1 個	¥36,000 → キャンペーン価格 ¥28,800
1980-1103	AdvanceBio スピンカラム, <100 uL, 25/pk ※ 100 µL 以下のサンプル用のスピニングカラム。25 本入。コレクションチューブ付属。 5 kDa 以上のタンパク質または、10 bp/nt 以上のオリゴヌクレオチドに推奨。	1 個	¥29,000 → キャンペーン価格 ¥23,200
1980-1105	AdvanceBio スピンカラム, <1000 uL, 50/pk ※ 1000 µL 以下のサンプル用のスピニングカラム。50 本入。 5 kDa 以上のタンパク質または、10 bp/nt 以上のオリゴヌクレオチドに推奨。 50 mL 遠沈管は付属しません。スピニングカラムを 50 mL 遠沈管に取り付ける、 再利用可能なアダプタ 4 個付。	1 個	¥79,000 → キャンペーン価格 ¥63,200
1980-1106	AdvanceBio スピンカラムアダプタ, 8/pk ※ 1980-1105 に付属するアダプタ。8 個入。	1 個	¥11,000 → キャンペーン価格 ¥8,800
5043-9308	コレクションプレート, 96/1.2 mL, ラウンド, U 底, 27 mm, PP, 25 個	1 個	¥24,000 → キャンペーン価格 ¥19,200
5043-9312	コレクションプレート, 96/0.33 mL, ラウンド, V 底, 14 mm, PP, 25 個	1 個	¥11,000 → キャンペーン価格 ¥8,800
5042-1389	シーリングマット 96, ラウンド, スリット入り, シリコン, 50 個	1 個	¥64,000 → キャンペーン価格 ¥51,200

キャンペーン期間: 2024 年 11 月 5 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2854** とご連絡ください。

アジレント・テクノロジー株式会社

DE98655263

〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1

フリーダイヤル 0120-477-111

www.agilent.com/chem/jp

お願い/注意事項

※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。

 **Agilent**
Trusted Answers