



Agilent InfinityLab グラジエントグレード HPLC 溶媒

Agilent InfinityLab の HPLC 用グラジエントグレード溶媒は UHPLC 分析アプリケーション専用で作られており、一般的な汚染物質を遮断します。このため、最適な性能を実現し、高額なダウンタイムや修理のリスクを大幅に軽減できます。

得られる利点

- ✓ Agilent UHPLC 機器用に最適化され試験されているため、シームレスな使用が可能
- ✓ カラムとキャピラリの寿命を改善し、優れたコスト効率を実現
- ✓ 卓越したロット間の再現性により、一貫性の高い結果を実現
- ✓ 不純物の濃度が非常に低く、グラジエント分析でのゴーストピークを低減
- ✓ 事前に 0.2 μm フィルタ処理することにより、汚染物質や詰まりからシステムを保護
- ✓ 高品質の茶色のホウケイ酸ガラスボトルで出荷され、溶媒の品質を維持



HPLC 用 Agilent InfinityLab グラジエントグレードアセトニトリル

水混和性の極性非プロトン性溶媒であり、高い UV 透過特性を備えています。低粘度で、一般的に用いられる他の有機溶媒よりも背圧を低減でき、逆相 UHPLC アプリケーションにおいて高い溶出強度を有しており、卓越したロット間の再現性を実現します。

- ☞ 部品番号：5191-5100 (4 L ボトル x 4 本) *
- ☞ 部品番号：5191-5100-001 (4 L ボトル x 1 本) *
- ☞ 部品番号：5191-5100-425 (2.5 L ボトル x 4 本) *
- ☞ 部品番号：5191-5100-002 (2.5 L ボトル x 1 本) *

HPLC 用 Agilent InfinityLab グラジエントグレードメタノール

逆相 UHPLC アプリケーションで一般的に用いられる水混和性の極性非プロトン性溶媒。優れた性能と卓越したロット間の再現性により、信頼性の高い一貫した結果を提供し、分析ニーズに応えます。

- ☞ 部品番号：5191-5110 (4 L ボトル x 4 本) *
- ☞ 部品番号：5191-5110-001 (4 L ボトル x 1 本) *
- ☞ 部品番号：5191-5110-425 (2.5 L ボトル x 4 本) *
- ☞ 部品番号：5191-5110-002 (2.5 L ボトル x 1 本) *

HPLC 用 Agilent InfinityLab グラジエントグレード水

逆相移動相に不可欠な成分。イオンと全有機炭素 (TOC) の含有量を制御している、事前フィルタ処理済み InfinityLab グラジエントグレード水を使用することで、カラムやキャピラリの詰まりを防止し、機器のダウンタイムを低減できます。

- ☞ 部品番号：5191-5120 (4 L ボトル x 4 本) *
- ☞ 部品番号：5191-5120-001 (4 L ボトル x 1 本) *
- ☞ 部品番号：5191-5120-425 (2.5 L ボトル x 4 本) *
- ☞ 部品番号：5191-5120-002 (2.5 L ボトル x 1 本) *

DE65880662

本資料に記載の情報は、予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社
© Agilent Technologies, Inc. 2024
Printed in Japan, September 26, 2024
5994-6743JAJP



性能データと製品の詳細については
Agilent InfinityLab 溶媒のカタログをご覧ください

*地域によっては販売のない製品がございます。詳しくはお問合せください。