

期間限定アップグレードのご案内

21 CFR Part 11 コンプライアンス用 ICP-MS MassHunter Workstation Plus



提供開始

Agilent ICP-MS MassHunter Workstation Plus (G7216AA) の提供が開始されました。この ICP-MS 用スタンドアロンコンプライアンスシステムは、1 台の PC 上で動作し、FDA 21 CFR Part 11、EU Annex 11、および他国の同様の規制に容易に適合できます。優れたコスト効率のコンプライアンスを探し求めているラボに最適なソリューションです。

Workstation Plus と SDA の違いは何ですか？

Agilent ICP-MS MassHunter Workstation Plus は、ICP-MS 用 Spectroscopy Database Administrator (SDA) の後継製品であり、SDA は 2027 年にサポート期間が終了します。これまでの ICP-MS システム用 SDA と比較して、複数の大きな利点があります。右の表は、データインテグリティに関する機能を比較したものです。

期間限定アップグレードのご案内

現在お使いの ICP-MS 用 SDA を新しい Agilent ICP-MS MassHunter Workstation Plus にアップグレードする場合、期間限定のアップグレードをご利用いただけます。

スムーズな移行

アジレントが提供する移行ツールとサービスにより、ICP-MS 用 SDA から ICP-MS MassHunter Workstation Plus へスムーズにアップグレードできます。SDA の古いデータの移行中も、MassHunter Workstation Plus を使用して業務を継続することができます。

詳細については、[最寄りのアジレントオフィス/担当者](#)までお問い合わせください。

ICP-MS MassHunter Workstation Plus の詳細については、ホワイトペーパー『[Support for 21 CFR Part 11 and Annex 11 Compliance: ICP-MS MassHunter Workstation Plus Software](#)』をご覧ください。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カスタムコンタクトセンター

0120-477-111

email_japan@agilent.com

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

DE-002493

アジレント・テクノロジー株式会社

© Agilent Technologies, Inc. 2024

Printed in Japan, December 18, 2024

5994-7956JAJP

表 1. ICP-MS 用 SDA と ICP-MS MassHunter Workstation Plus の機能比較

	ICP-MS 用 Spectroscopy Database Administrator (SDA)	ICP-MS MassHunter Workstation Plus
監査証跡	●	●
システムアクティビティログ	●	●
アクセスコントロール	●	●
MassHunter での電子署名		●
結果のロック		●
プロジェクト管理 (構成とデータのグループ分け)		●
安全なデータ保存	●	●
データインテグリティの確認 (チェックサム検証)	●	●
改訂管理	●	●
過去の改訂へのアクセス		●
容量	10 GB (データベースあたり)	制限なし
データバックアップのロケーション	ローカル	ローカルまたは Windows 共有上
Windows 11 でのサポート		●